

## ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

### ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ II УРОВНЯ

#### Пример профессиональной задачи №1.

На прием к фельдшеру обратился пациент с жалобами на сердцебиение, одышку. Сердцебиение возникло внезапно, после физической нагрузки.

При осмотре выявлен акроцианоз, в легких дыхание везикулярное, тоны сердца ясные, учащены, ритм правильный, ЧСС 180 в 1 минуту, АД 130/90 мм рт. ст. Живот безболезненный.

**Задание.** Провести электрокардиографию.

#### Примерный оценочный лист профессиональной задачи инвариантной части практического задания II уровня «Проведение электрокардиографии»

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль. «Здравствуйте! Я фельдшер. Меня зовут (ФИО)».	Сказать
2.	Попросить пациента представиться. «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам обращаться?».	Сказать
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией. «Пациент идентифицирован»	Сказать
4.	Сообщить пациенту о назначении врача. «Вам назначено проведение электрокардиографии».	Сказать
5.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру. «У Вас нет возражений на выполнение данной процедуры?» «Возражений пациента на выполнение процедуры нет».	Выполнить/Сказать
6.	Объяснить ход и цель процедуры. «С помощью аппарата электрокардиографа произведем запись работы сердца».	Сказать
<b>Подготовка к проведению процедуры</b>		
7.	Застелить кушетку одноразовой простыней	Выполнить
8.	Предложить (помочь) пациенту раздеться до	Выполнить/Сказать

	пояса и обнажить область голеней. «Вам необходимо раздеться до пояса и освободить от одежды область голени с обеих сторон».	
9.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение на кушетке лежа на спине, нижние конечности слегка разведены, верхние конечности лежат свободно вдоль туловища, слегка отведены. «Ложитесь на кушетку с вытянутыми вдоль туловища руками», «Вам помочь лечь на кушетку?»	Выполнить/Сказать
10.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком). «Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком, жду полного высыхания рук после обработки».	Выполнить/Сказать
<b>Выполнение процедуры</b>		
11.	Нанести на пластинчатые электроды гель и установить их в следующем порядке. «Во время проведения процедуры вам необходимо лежать спокойно, расслабиться и не двигаться».	Выполнить/Сказать
12.	- красный цвет(R) – внутренняя поверхность правого предплечья	Выполнить/Сказать
13.	- желтый цвет(L) – внутренняя поверхность левого предплечья	Выполнить/Сказать
14.	- зеленый цвет(F) – внутренняя поверхность левой голени на 4-5 см выше лодыжки	Выполнить/Сказать
15.	- черный цвет (N, заземляющий провод) – внутренняя поверхность правой голени на 4-5 см выше лодыжки	Выполнить/Сказать
16.	Перед наложением электродов необходимо смочить электроды токопроводящем гелем или раствором электролита. «Перед наложением электродов смачиваю электроды токопроводящем гелем».	Выполнить/Сказать
17.	На грудную клетку пациента установить 6 грудных электродов, используя резиновые груши-присоски в следующем порядке: «V1 – IV межреберье по правому краю грудины (красный)»	Выполнить/Сказать
18.	V2 - IV межреберье по левому краю грудины (желтый)	Выполнить/Сказать
19.	V4 – V межреберье по срединно-ключичной линии (коричневый)	Выполнить/Сказать
20.	V3 – на равном расстоянии между V2 и V4 (зеленый)	Выполнить/Сказать
21.	V5 – V межреберье по передней подмышечной линии (черный)	Выполнить/Сказать
22.	V6 – V межреберье по средней подмышечной линии (фиолетовый).	Выполнить/Сказать

23.	Установить стандартное усиление кардиографа (1mV=10 мм), скорость движения ленты (25 или 50мм/сек) и режим работы прибора (автоматический). Включить тумблер электрокардиографа. «Устанавливаю стандартное усиление кардиографа (1mV=10 мм), скорость движения ленты (25 или 50мм/сек) и режим работы прибора (ручной или автоматический). Включаю тумблер электрокардиографа»	Выполнить/Сказать
24.	Нажать кнопку «пуск» и провести последовательно запись ЭКГ во всех стандартных и грудных отведениях. «Нажимаю кнопку «пуск» и провожу последовательно запись ЭКГ во всех стандартных и грудных отведениях».	Выполнить/Сказать
25.	По завершении записи отсоединить ленту от аппарата и оценить содержание записи на предмет неотложных состояний. «При выраженных изменениях на ЭКГ пленке вызываю врача, пациента не отпускаю до его прихода».	Выполнить/Сказать
<b>Окончание процедуры</b>		
26.	По завершении процедуры выключить тумблер электрокардиографа. «По завершении процедуры выключаю тумблер электрокардиографа».	Выполнить/Сказать
27.	Снять электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода. «Снимаю электроды с пациента, завершая процесс снятием черного электрода».	Выполнить/Сказать
28.	Уточнить у пациента самочувствие. «Как Вы себя чувствуете?» Пациент чувствует себя хорошо.	Сказать
29.	Предложить пациенту удалить излишки геля бумажной одноразовой салфеткой, одеться. «Снимите излишки геля бумажной одноразовой салфеткой. Я могу Вам помочь. Одевайтесь».	Выполнить/Сказать
30.	Поместить бумажную салфетку в емкость для отходов класса «А». «Помещаю бумажную салфетку в емкость для отходов класса «А».	Выполнить/Сказать
31.	Обработать электроды салфеткой с антисептиком. «Обрабатываю электроды салфеткой с антисептиком».	Выполнить/Сказать
32.	Поместить салфетки с антисептиком в емкость для отходов класса «Б». «Помещаю салфетки с антисептиком в емкость для отходов класса «Б».	Выполнить/Сказать

33.	Поместить одноразовую простынь в емкость для отходов класса «А». «Помещаю одноразовую простынь в емкость для отходов класса «А».	Выполнить/Сказать
34.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком). «Обрабатываю руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)».	Выполнить/Сказать
35.	Оторвать записанную электрокардиограмму от электрокардиографа. «Отрываю записанную электрокардиограмму от электрокардиографа».	Выполнить/Сказать
36.	Электрокардиограмму подписать: Фамилия, имя, отчество пациента, число, месяц, год рождения, дата и время регистрации. «Складываю кардиограмму с конца в начало, подписываю ФИО пациента полностью, число, месяц, год рождения, дату, время регистрации. ЭКГ и подписываю».	Выполнить/Сказать
37.	Сделать соответствующую запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации. «Регистрирую кардиограмму в журнале и передаю врачу на расшифровку».	Выполнить/Сказать
<b>Итог по практическим действиям:</b>		
<b>Штрафные целевые индикаторы</b>		
1.	<i>Нарушение последовательности выполнения алгоритма</i> одно – 1 балл два – 2 балла три и более – 5 баллов	
<b>Итого по штрафным индикаторам:</b>		
<b>ИТОГО за выполнение задания:</b>		